



**JLCLICK<sup>®</sup>**  
**7SALUTE**

I servizi della tua farmacia in un click

## ■ Walk Free

Registratore Holter ECG "patch" senza cavi a 3 canali

- Registratore senza cavi a 3 canali (derivazioni I, II, III)
- Discreto grazie alle piccole dimensioni e alla sua compattezza; peso ridotto al di sotto dei 30g
- Applicazione elettrodi standard
- Controllo qualità dell'ECG in tempo reale via Bluetooth
- Registrazione fino a 9 giorni con una batteria



**CARDIOLINE**

**JL**  
**corman**  
IL VALORE DELLA SCELTA



# WalkFree

## WALKFREE

### Specifiche Tecniche

<b>Derivazioni ECG</b>	3 derivazioni: I, II, III
<b>Risoluzione ADC</b>	16 bit / 2,5 mV LSB
<b>Frequenza di campionamento</b>	250 campioni/secondo
<b>Banda passante</b>	0.05 - 70 Hz
<b>Durata registrazione</b>	fino a 9 giorni con una batteria
<b>Trasferimento dati</b>	Bluetooth (4.0) e USB
<b>Normative</b>	93/42/EEC, EN 60601-1: Apparecchiature elettromedicali; protetto da defibrillatore
<b>Classificazione prodotto CE</b>	Classe IIa
<b>Protezione da liquidi e polvere</b>	IP54B
<b>Alimentazione</b>	Batteria singola AAAA
<b>Dimensioni</b>	71,5 x 46 x 14,7 mm
<b>Peso</b>	30 g

